



Koncentrat EM 200

Cena brutto	79,00 zł
Cena netto	64,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10061

Opis produktu

KONCENTRAT CZYSZCZĄCY EM 200

Koncentrat EM-200 służy do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi medycznych i kosmetycznych, endoskopów i innych elementów. Jest on także stosowany do czyszczenia obiektów wrażliwych na zmiany temperatury. Jedno opakowanie zawiera 500 ml. koncentratu.

Jedno opakowanie zawiera 500 ml. płynu. Koncentrat należy rozcieńczyć w wodzie w ilości pomiędzy 1-2% objętości wody i czyścić przez 15-60 minut (w zależności od użytego stężenia - przy mniejszym stężeniu płynu do osiągnięcia najlepszego efektu wymagany jest dłuższy czas czyszczenia).

Pojemność:**500 ml.**